

Циркониевые Абатменты

Номер в каталоге



ZHBZ	ZHBZ-W	ZHBZ-15°	ZHBZ-25°	HBZ	SHBZ
Стандартный прямой циркониевый абатмент	Широкий прямой циркониевый абатмент	Угловой циркониевый абатмент с углом 15°	Угловой циркониевый абатмент с углом 25°	Титановое основание	Титановый винт для циркониевого абатмента
6054	6055	6058	6057	6043	6053

В состав всех циркониевых абатментов входит титановое основание (HBZ) и винт (SHBZ).

Оптимальная эстетика. Великолепная прочность.

Адаптацию перевода выполнил доктор Илья Фридман M.D.,D.S.



www.alpha-bio.net

Продукция Alpha-Bio Tec разрешена к продаже в США и одобрена CE в соответствии с Директивой 93/42/EEC и Поправкой 2007/47/EC. Продукция Alpha-Bio Tec соответствует требованиям стандарта ISO 13485:2003 и системе оценки соответствия медицинской продукции Канады (CMDCAS). Продукция Alpha-Bio Tec сертифицирована в России.

ООО Алфа-Био Тек Ул. Атнафа 7, П.О. 3936 Кирият Арие, Ретах-Тиква 49510, Израиль	Израиль T+972-3-9291000 F+972-3-9235055 sales@alpha-bio.net	Отдел Экспорта T+972-3-9291055 F+972-3-9291010 export@alpha-bio.net	MEDES LIMITED 5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett, Herts WD7 7AR. England Tel / Fax: +44 1923859810
--	---	---	--

Циркониевые Абатменты

Оптимальная эстетика
Великолепная прочность



Оптимальная эстетика. Великолепная прочность.

Обеспечение эстетики и прочности

Циркониевые абатменты Alpha-Bio ^{тес} разработаны для изготовления уникальных эстетических реставраций с исключительной механической прочностью.

Уникальная двухкомпонентная конструкция циркониевого абатмента включает в себя титановое основание-переходник с шестигранником и циркониевый абатмент в различных конструктивных исполнениях, что обеспечивает максимальную вариабельность при планировании реставраций и обеспечивает наилучшие эстетико-функциональные результаты.

Конструктивные особенности циркониевых абатментов позволяют минимизировать этап лабораторной фрезеровки. Если все же индивидуализация необходима, двухкомпонентная конструкция позволяет зубному технику упростить и облегчить адаптацию абатмента, поскольку предполагает его обработку отдельно от основания-переходника, что, в свою очередь, обеспечивает целостность соединения и сохраняет его производственную безупречность.


Высокопрочное уникальное соединение циркониевого абатмента с титановым основанием полностью исключает смещение супраструктуры и обеспечивает надёжное, долгосрочное, высококачественное эстетическое протезирование.

Химический состав циркония – окись циркония (ZrO₂) – это биологически совместимый и сверхпрочный материал. В отличие от стандартных материалов, циркониевый абатмент, подобно натуральному зубу, отражает свет, который проходит через ткани десны, что обеспечивает прекрасные эстетические результаты.

Угловые циркониевые абатменты с углом 15° и 25°

Новинка


Новые угловые циркониевые абатменты с углами 15° и 25° обеспечивают естественный вид основания для цельнокерамической цементируемой реставрации в эстетически значимой зоне. Особенная анатомическая конструкция обеспечивает отсутствие краевого несоответствия при воспроизведении контура мягкой ткани, что позволяет добиваться оптимальной эстетики.



Широкие циркониевые абатменты


Новинка

Новые широкие циркониевые абатменты являются идеальным решением при возмещении зубов, предполагающих установку имплантатов повышенного диаметра, и могут быть использованы в любом месте зубной дуги. Широкий абатмент показан к использованию с имплантатами всех диаметров и, если говорить о пришеечной десне, обеспечивает достойные эстетические результаты.



Стандартные циркониевые абатменты

Стандартный циркониевый абатмент обеспечивает прекрасные эстетические результаты и превосходную механическую прочность. Анатомическая конструкция позволяет использовать абатмент при восстановлении как узких, так и обычных по размерам зубов.



Абатмент из оксида циркония (ZrO₂)



Особенности конструкции:

- Биологическая совместимость
- Прочность
- Отражает свет, как естественный зуб
- Индивидуально адаптируемые абатменты
- Анатомическое строение

Преимущества:

- Прекрасные эстетические результаты
- Обеспечение прочности и устойчивости
- Естественный вид реставрации
- Минимальная индивидуализация

Титановое основание



Особенности конструкции:

- Основание-переходник и абатмент разъединены в процессе моделирования
- Высокопрочное соединение абатмента с основанием-переходником

Преимущества:

- Точное присоединение титанового переходника-основания к имплантату
- Прочное, надёжное соединение абатмента с основанием-переходником

Титановый винт



Особенности конструкции:

- Более длинный винт
- Универсальный винт для всех циркониевых абатментов

Преимущества:

- Прочность и устойчивость
- Простота использования

Преимущества циркониевого абатмента:

- **Эстетика** - светопропускающая способность обеспечивает естественный вид реставрации
- **Прочность** - уникальная конструкция основания-переходника для присоединения абатмента обеспечивает безупречную устойчивость и прочность
- **Точность** - высокая точность присоединения титанового основания переходника к имплантату
- **Простота использования** – анатомическая конструкция позволяет минимизировать потребность в индивидуализации абатмента

