

ПРОТОКОЛ

Выполнение компьютерной томографии

Технические требования для подготовки хирургического шаблона

Технические параметры

Поле сканирования	не менее 120 × 120 мм
Толщина срезов (верхняя челюсть)	0.3 – 0.4 мм
Толщина срезов (нижняя челюсть)	не более 0.2 мм
Формат файлов	DICOM (несжатый, многофайловый)

Качество снимка

- На томограмме верхней челюсти должна быть видна как минимум половина верхнечелюстной пазухи.
- Убедитесь, что на томограмме видна вся челюсть целиком.

Подготовка пациента

- Во время сканирования пациент должен коснуться кончиком языка места перехода твёрдого нёба в мягкое.
- Щёки и губы изолируйте от десны ватными валиками.
- Голова пациента неподвижно зафиксирована, рот немного приоткрыт.
- Для разобщения челюстей используйте ватные валики.
- Если пациент пользуется съёмными протезами — удалите их из полости рта.

Передача файлов

Папку с файлами DICOM передайте нам удобным способом: по электронной почте, WhatsApp на номер специалиста, CD или съёмный носитель.

Рекомендованные томографы

SIRONA Galileos Comfort

SIRONA Galileos Compact

SOREDEX Scanora 3D

VATECH Master 3DS

NEWTOM VGi

VATECH PaX-Zenith 3D

VATECH PaX-Reve 3

KaVo 3D exam

PLANMECA Promax 3D MAX

J. MORITA 3D Accuitomo 170

KODAK K9500

i-CAT

СПЕЦИАЛИСТ ПО 3D-ПЛАНИРОВАНИЮ**+7 708 192 0022****WhatsApp · вопросы по КТ, передача DICOM-файлов, обсуждение плана**